


<報道資料>

2015年1月22日

PR15-K01

設置・片付けの負担を軽減する段差解消のためのコンパクトスロープ 『ロード』折りたたみタイプ登場



【介護保険・福祉用具貸与品】

医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、段差解消のためのコンパクトスロープ『ロード』折りたたみタイプを2015年2月2日（月）に発売します。

従来の携帯用スロープは、軽量タイプでも長さがあるため、狭い玄関内で壁や天井、下駄箱などにぶつけないように取り回すのが大変でした。また、1回の外出で出発時の「設置」「片付け」、帰宅時の「設置」「片付け」と合計4回の取り回しを行わなければならない、介護者へ負担がかかっていました。

『ロード』折りたたみタイプはコンパクトに3つに折りたためるので、狭い玄関でも取り回しがしやすく、片付けや収納が楽になるほか、設置したままでも折りたたむだけで玄関の開閉ができるようになり、介護者の負担が軽減されます。

モルテンは、今後も医療・福祉に携わるかたのQOL（生活の質）をいっそう高める製品づくりをおこなってまいります。

■ 製品特長

1. 簡単設置

3つ折り構造なので、設置しやすく、収納しやすく、持ち運びも簡単です。



2. 設置したまま玄関の開閉が可能

折りたたむことで設置したままドアを閉めることができ、外出時に片付ける必要がありません。帰宅時も伸ばすだけですぐにスロープができます。



外出／帰宅

たたむ／伸ばす

ドアを閉める

■ 製品概要

品番	使用時サイズ (cm)			収納時サイズ (cm)			最大段差 目安 (cm)	重量 (kg)	素材	耐荷重 (kg)	希望小売価格 (税込)
	長さ	幅	高さ	長さ	幅	高さ					
MRADC28	285	72	7	110	72	30	48	18	本体：アルミ、樹脂ボード 走行面：樹脂コーティング	300	¥334,800
MRADC25	250			99			45	17			¥270,000
MRADC20	200			82			41	14			¥216,000
MRADC17	175			74			39	12			¥194,400
MRADC15	150			66			37	11			¥172,800

【介護保険・福祉用具貸与品】

■ モルテンの生活動作支援用具

生活動作支援用具は、手すり／スロープ／移動用リフトの3つの製品カテゴリから成り、「立つ・座る」「姿勢を保つ」「歩く」「段差を昇る・降りる」といった日常のさまざまな生活動作をサポートする福祉用具です。

■モルテンの医療・福祉機器事業

モルテンは創立34年目の1991年に最初のアアマットレスを開発・発売し、医療・福祉機器事業に参入しました。床ずれ（※）防止のための体圧分散式アアマットレスを国内で初めて高機能化するなど革新的な製品を供給する一方で、身体にかかる圧の基礎研究とその成果発表を継続しておこなっています。さらに、看護・介護教育の重要性に着目して医療従事者向けセミナーを実施し、最新の看護・介護にかかわる機器や技術について実演を交えながら解説しています。

これらの活動によって多くの患者様や医療従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーディングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。

- <病院・施設・在宅向け> 体圧分散式マットレス／ポジショニングツール／口腔ケア用品
- <施設向け製品> リハビリ関連機器
- <在宅向け製品> 電動式介護ベッド／手すり／スロープ／移動用リフト

※床ずれ…皮膚表面に圧力が持続的に長時間かかり続けることで血流が阻害され、その結果皮膚が壊死^{えし}してしまつた状態で、医学的には「褥瘡^{じよくそ}」と呼ぶ疾病。寝たきりの患者様は発生率が高まります。

■製品画像（JPEG）もご用意しております

ご購入の際は、以下問い合わせ先までご一報くださいますようお願い申し上げます。

読者お問い合わせ先

株式会社モルテン 営業本部 : 03-3625-8510

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：荒武（広島） 中森（東京）

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL : 082-292-1247 FAX : 082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL : 03-3625-8304 FAX : 03-3625-8306