

〈報道関係者各位〉

2026年6月4日

## モルテン、防水インナーバッグ採用で清拭・消毒が可能になった 『ミントクリーン』を医療・福祉現場へ提供開始 — 清拭・消毒で“衛生的に使える”ポジショニングクッション —



ポジショニングクッション 『ミントクリーン』

株式会社モルテン（本社：広島市西区 代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、適切な体位保持（ポジショニング）を目的としたポジショニングクッション『ミントクリーン』を新たに開発し、医療・福祉現場への提供を開始します。

医療・福祉現場において、利用者様の適切な体位を保持するポジショニングは重要です。しかし、従来のクッションでは体液や血液などの汚染時の対応として丸洗いが必要であり、洗浄や乾燥に多くの手間がかかるほか、洗浄の繰り返しによるクッション材の劣化が課題となっていました。





『ミントクリーン』は、現場でのニーズが特に高いポジショニングクッション『ミント』の3タイプに防水インナーバッグを採用。高い体位保持性能はそのままに、汚染時にもアルコールなどによる清拭・消毒での対応を可能にしました。洗浄・乾燥の手間や劣化を抑え、衛生的に長くお使いいただくことで、医療・福祉現場の課題解決を目指します。

モルテンは、From the Inside Out の考えのもと、利用者様一人ひとりの状態や医療・福祉現場の課題を、アカデミックに綿密な探求をすることで、本当に必要とされる製品とサービスを世の中に提供することを目指していきます。

■ 製品特長

1. さまざまな形状でポジショニング

ミントクリーンは、現場でニーズの高い3タイプ。さまざまな形状で扱いやすいポジショニングクッションです。

Cタイプ		カーブ形状が、 <b>ひざなど可動する部位</b> にフィットし、安定した姿勢を保ちます。	 <p>30度側臥位での 下肢の保持</p>  <p>車いす 座位時での 上体の保持</p> <p>Cタイプ</p>
Eタイプ		広い面で <b>背部の肩甲骨周り</b> にフィットし、両端のサポート部が左右への傾きを抑え、安定した姿勢を保ちます。	 <p>仰臥位での背部と下肢の保持</p> <p>Fタイプ</p> <p>Eタイプ</p>
Fタイプ		体に添う波型形状が、 <b>下肢</b> にフィットし、安定した姿勢を保ちます。	


2. やわらかさと適度な反発力

クッション材にはポリウレタンフォームを採用しています。体にフィットするやわらかさと、体を支える適度な反発力を兼ね備えており、利用者様の姿勢をしっかりと保つのに適しています。



3. 内部は清拭・消毒可能で、衛生的

インナーバッグを清拭・消毒で運用できるため、丸洗いによる劣化を抑え、衛生的に長くお使いいただけます。



■ 製品概要

【製品名】

ポジショニングクッション ミントクリーン

【対象】

ポジショニングが必要な利用者様

【ラインアップ・サイズ・重量】

**MINTCC (Cタイプ)** : 幅 80cm × 長さ 50cm × 厚さ 18cm : 0.8kg

**MINTCE (Eタイプ)** : 幅 80cm × 長さ 80cm × 厚さ 20cm : 1.4kg

**MINTCF (Fタイプ)** : 幅 66cm × 長さ 66cm × 厚さ 8cm : 0.8kg

【素材】

- ・ クッション材 : ポリウレタン
- ・ 中メッシュ : ポリエステル
- ・ インナーバッグ : ポリウレタン
- ・ 外カバー : ポリエステル

■ **モルテン 医療・福祉機器事業について**

ブランドステートメントに“From the Inside Out”（フロム・ジ・インサイド・アウト）を掲げ、「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」、医療の最前線で活躍する特殊なマットレス、生活動作を支援する手すり、段差解消のための昇降リフト、そして、外に向けて動き出す車いすなど、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。大学との共同研究や人材交流はもちろん、学術的アプローチによる専門性の高い営業活動により、製品（モノ）だけでなく、それが生み出す様々な価値（コト）を提案し続けています。

モルテン 医療・福祉機器事業 公式サイト：<https://www.molten.co.jp/health/>

■ **株式会社モルテン 会社概要**

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。

現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所在地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設立：1958年11月1日

代表者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資本金：3億1,614万円

従業員：674人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、“溶解する、鑄造する”という意味に加えて、“古いものから新しいものに脱皮する”という意味を持っています。

URL：<https://www.molten.co.jp/>

**お問い合わせ先**

株式会社モルテン 広報室

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

E-Mail：[molten\\_pr@molten.co.jp](mailto:molten_pr@molten.co.jp)