

小さな段差によるつまずき防止や、
車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

インタースロープ

介護保険福祉用具貸与品・特定福祉用具販売品：スロープ

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者

小さな段差でのつまずきを防止したい人
車いすの人



PAT.

寝室 リビング 廊下 洗面所 脱衣所 トイレ 玄関 屋外

1. 安全・安心への配慮

ずれにくい素材

ずれにくい特殊なエラストマー素材により、置くだけで（固定不要）安全に使用できます。



滑りにくい表面形状

滑りにくい表面形状により、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。




つまずきにくい形状

先端部分および両端は段差が小さく、滑らかな形状のため、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



2. いろいろな環境での使用

耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋内から屋外まで広範囲に使用できます。



敷居の段差



玄関(あがりかまち)の段差



玄関先や庭先の段差

タイプ			76cm 幅				111cm 幅				素材
高さ (cm)	奥行 (cm)	角度	品番	TAIS コード	重量 (kg)	価格	品番	TAIS コード	重量 (kg)	価格	
1.0	3	14	MSRP1076	00054-000173	0.10	4,235円 (税抜価格 3,850円)	MSRP10111	00054-000192	0.20	6,050円 (税抜価格 5,500円)	特殊 エラストマー
1.5	5		MSRP1576	00054-000174	0.25	4,477円 (税抜価格 4,070円)	MSRP15111	00054-000193	0.50	6,655円 (税抜価格 6,050円)	
2.0	7		MSRP2076	00054-000175	0.39	4,719円 (税抜価格 4,290円)	MSRP20111	00054-000194	0.80	7,260円 (税抜価格 6,600円)	
2.5	9		MSRP2576	00054-000176	0.56	5,324円 (税抜価格 4,840円)	MSRP25111	00054-000195	1.00	8,470円 (税抜価格 7,700円)	
3.0	11		MSRP3076	00054-000177	0.75	6,171円 (税抜価格 5,610円)	MSRP30111	00054-000196	1.70	9,680円 (税抜価格 8,800円)	
3.5	13		MSRP3576	00054-000178	1.00	7,381円 (税抜価格 6,710円)	MSRP35111	00054-000197	2.50	10,890円 (税抜価格 9,900円)	
4.0	15		MSRP4076	00054-000179	1.10	8,228円 (税抜価格 7,480円)	MSRP40111	00054-000198	2.10	13,310円 (税抜価格 12,100円)	
4.5	17		MSRP4576	00054-000180	2.10	9,438円 (税抜価格 8,580円)	MSRP45111	00054-000199	3.20	16,940円 (税抜価格 15,400円)	
5.0	19		MSRP5076	00054-000181	2.90	11,374円 (税抜価格 10,340円)	MSRP50111	00054-000200	4.40	19,360円 (税抜価格 17,600円)	
5.5	21		MSRP5576	00054-000182	2.60	15,972円 (税抜価格 14,520円)	MSRP55111	00054-000201	3.90	24,200円 (税抜価格 22,000円)	
6.0	23		MSRP6076	00054-000183	3.70	18,634円 (税抜価格 16,940円)	MSRP60111	00054-000202	5.50	26,620円 (税抜価格 24,200円)	
6.5	25		MSRP6576	00054-000184	4.70	21,175円 (税抜価格 19,250円)	—	—	—	—	

開発・製造
販売

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京・札幌・仙台／さいたま／名古屋／大阪／広島／福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得