

安全でスムーズな移乗を支援するトランスファーボード


Easy Motion

イージーモーション

介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 ベッドや車いすへの移乗が必要な人



Bタイプ




Sタイプ

1. 使い方に合わせて選べる2タイプ


Bタイプ（ブーメラン型）

独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに接地面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。かための素材で長さもあるため、ベッドと車いすの間隔が広い場合の移乗に最適です。




Sタイプ（長方形型）

一般的な長方形型のトランスファーボードです。やわらかめの素材で抜き差しがしやすく、ベッドと車いすの間隔が狭い場合の移乗に最適です。




2. 使いやすさへの配慮

表面の優れた滑り特性で、よりスムーズで楽な移乗が可能になりました。また、裏面には移乗中にボード自体がベッドや車いすから外れる危険性をなくするため、滑り止めシートを標準装備しています。



3. 優れた耐荷重特性と耐久性

イージーモーションの最大使用者体重は130kgです。また、しなりのある素材を使用しているため、折れ曲がりにくく耐久性にも優れています。



タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)			重量 (kg)	素材	価格
			長さ	幅	厚さ			
Bタイプ (ブーメラン型)	MEMV	00054-000032	78	38	0.5	1.2	ABS樹脂 (裏面滑り止めシート付き)	19,360円 (税抜価格17,600円)
Sタイプ (長方形型)	MEMSQ	00054-000062	59	35.6	0.5	1.0	ポリプロピレン (裏面滑り止めシート付き)	

※ 最大使用者体重：130kg